



CryoBrazil

APENAS 3 MINUTOS PARA SENTIR-SE COMO UM CAMPEÃO.



CRYOBRAZIL

A CryoBrazil é pioneira no seu ramo e surgiu para inovar o conceito de tratamento e reabilitação no Brasil. Nosso objetivo é introduzir no mercado brasileiro a tecnologia de crioterapia, já consolidada na Europa e na América do Norte. Nossas cabines de crioterapia são caracterizadas por seu sistema de resfriamento inovador, componentes de alta qualidade e um design moderno e ergonômico.

Nossos produtos são reproduzidos de acordo com todos os requerimentos de proteção e qualidade.

A CryoBrazil vem para liderar o segmento de clientes que demandam equipamentos eficientes, capazes de reduzir dores, melhorar a saúde e auxiliar na perda de excesso de peso.

O QUE É CRIOTERAPIA

Crioterapia corporal (do grego kryos – frio e terapia) é uma técnica que envolve a exposição do corpo à baixa temperatura (-110 a -190 graus) por um período de 1 a 3 minutos.

MÉTODO CRYOBRAZIL

A duração de uma sessão individual CryoBrazil dura entre 30 segundos a 3 minutos. Graças à névoa de nitrogênio, a temperatura da pele é rapidamente diminuída estimulando a cicatrização e recuperação, entre outros resultados terapêuticos. Curtos choques de temperatura controlada ativam a liberação de adrenalina dentro da circulação sanguínea, o que aumenta a frequência cardíaca, força muscular e pressão sanguínea. Este pico de adrenalina ativa o sistema imunológico, resultando em efeitos duradouros. Além disso, CryoBrazil estimula o corpo a liberar endorfina – que é um analgésico natural, estimulante de energia e que combate o stress.

Após finalizada a sessão o corpo precisa acelerar o metabolismo para reaquecer a camada superior da pele, o que resulta na queima de calorias. Em média, queimam-se 500 calorias para retornar à temperatura normal do corpo.

DADOS DA MÁQUINA

DADOS TÉCNICOS	
Fonte de energia	220V ± 22V AC, 50Hz
Energia máxima usada	1,5 kW
Peso	Menos de 400 kg
Dimensões Largura/ Profundidade/Altura	2450mm x1550mm x900mm
Consumo de nitrogênio líquido (tratamento)	1 litro por minuto
Duração do resfriamento	1 minuto
Consumo de nitrogênio líquido (pre-congelamento)	2 litros
Temperatura dentro da cabine	-110°C à -190°C



CURA NATURAL

O tratamento de crioterapia trabalha com a ativação das defesas naturais do corpo e, por isso mesmo, é totalmente seguro. O curto período que o corpo é exposto ao frio não afeta sua temperatura central. O nitrogênio, utilizado no processo de resfriamento em sua forma líquida, comprime 3/4 do ar atmosférico, o que significa que as sessões são totalmente ecológicas.

CURTA DURAÇÃO

Uma sessão de crioterapia tem duração de no máximo 3 minutos. A crioterapia endereça diversos problemas ao mesmo tempo, ou seja, o corpo inicia diversos processos de cura e cicatrização.

PRAZER

Ao banhar-se em correntes de ar frio, sente-se muito mais conforto do que em métodos comumente utilizados de resfriamento, que utilizam água fria. Isso porque sob temperaturas extremamente baixas o ar quase não possui umidade. A crioterapia ainda ativa a produção de endorfina, frequentemente chamado "o hormônio da felicidade," o qual induz sensações de euforia. Isso estimula o retorno de clientes.

SAÚDE E BELEZA

A utilização de temperaturas extremamente baixas é uma maneira de estimular mecanismos de autocura do corpo. O resfriamento da superfície da pele por um curto período de tempo (1 a 3 minutos) ajuda a impulsionar os processos metabólicos - diminuindo ansiedade e fadiga - melhora o sono e estimula o sistema imunológico.



ESPORTE E TREINAMENTO	SAÚDE E BEM-ESTAR	BELEZA E ESTÉTICA
Redução de dores musculares	Aumento de imunidade	Redução de peso - Aceleração na perda de peso
Aceleração do processo de reabilitação	Regeneração celular	Regula o sistema endócrino
Rápida recuperação após exercícios intensos	Liberação de endorfina	Aumento de circulação sanguínea
Redução de dores	Eficiente tratamento de algumas doenças crônicas	Redução de celulite
Redução de processos inflamatórios	Tratamento de transtornos de humor	Pele mais brilhante e saudável
Aumento de energia	Tratamento para ansiedade e depressão	Pele mais firme
Recuperação metabólica	Melhora funções sexuais - tratamento para impotência sexual	Efeito anti-idade
Rápida recuperação depois de uma séria lesão	Ajuda a tratar a insônia	Proporciona mais disposição/energia e aumenta o libido
Eliminação de toxinas	Tratamento para enxaqueca	Estimula a produção de colágeno



O MÉTODO CRYOBRAZIL X IMERSÃO EM PISCINAS DE GELO?

A imersão em piscinas de gelo (ou banho de gelo) tem sido utilizada regularmente em esportes profissionais e amadores para a reabilitação de lesões esportivas. O banho de gelo afeta o corpo de uma maneira totalmente diferente do que uma sessão de crioterapia corporal. A criosauna, câmara individual de crioterapia, tem se demonstrado mais benéfica, mais conveniente e não possui efeitos colaterais negativos. Então, quais são as diferenças entre o banho de gelo e a crioterapia?

	CRIOTERAPIA CORPORAL	BANHO DE GELO
Forma de tratamento	Ar extremamente frio (-110 a -190° C)	Água gelada (7 a 15° C)
Temperatura resultante da pele	0 a 2° C	7 a 15° C
Tempo de tratamento	2 a 3 minutos	15 a 20 minutos
Nível de conforto	Alto	Baixo
Resposta Corporal	Vasodilatação; Ciclo sanguíneo interno	Sangue aquecido para as extremidade do corpo
Enriquece o sangue	Sim	Não
Aumenta a hemoglobina	Sim	Não
Altera a temperatura do sangue	Aumenta	Diminui
Melhora a circulação sanguínea	Sim	Não
Melhora o sistema de imunidade	Sim	Não
Risco de hipotermia	Não	Sim
Liberação de endorfina	Sim	Não
Tempo para retornar ao exercício	Imediatamente	12 a 24 horas
Melhora a saúde da pele	Sim	Não
Aumenta a produção de colágeno	Sim	Não

MONTE A SUA CRYOBRAZIL

Temos uma grande variedade de possibilidades para personalização, selecione e combine as cores* do interior e exterior e personalize a sua CryoBrazil. Entre em contato conosco para saber mais informações.



*As cores podem sofrer alteração



CryoBrazil

Para mais informações, entre em contato conosco:
Rodovia Osvaldo Reis, 3299, B21 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil
Telefones (53) 9 9168 5335 | (47) 9 8833 0450 | (47) 9 8851 5588
contato@cryobrazil.com | www.cryobrazil.com.br | instagram.com/cryobrazil